



Sand blasting
تطهير الحديد بالترمبل



Co2 Welding
لحام تالب الكربون



Galvanized Steel Surface
غريش ملح مجدفان



Movement Protection
عازلة الحركة

Manual Pediatric bed

BED 2M2141-Z

سرير أطفال يدوي

- Bed board made of 1 mm thickness galvanized steel with compressed holes, divided to 2 sections, 17mm aluminum joints, electrostatic coated.
- Aluminum side rails, foldable .
- 5 inches castors 4 with brakes.
- The head and foot board made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL) with steel and stainless steel frame.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated .
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length120cm,Width: 85 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°
- 2 hand crank with nickel coated handle that is foldable under the bed.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 120kg.
- The ability to print images on the background.

- غررش صاج مجلفن 1مم ، مزود بفتحات مكبوسة للداخل ، مقسم إلى جزئين ، مفصلات الأومنيوم السمك 17مم ، دهان إلكتروستاتيك .
- اجناب ألومنيوم ، قابلة للطي .
- عجل 5 بوصة (فراميل لكل عجلة) .
- لوحدة القدم والرأس مصنوعة من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL) ، والإطار مصنوع من الحديد والستainless ستيل .
- جسم السرير مصنوع من على 6 سـ 4 سـ و 7 سـ 4 سـ
- المسفل 1.8 سـ ، دهان إلكتروستاتيك .
- ملدام ثانى ، إكسيد الكربون .
- تنظيف الحديد بالترمبل .
- الأبعاد : الطول 120 سـ ، العرض 85 سـ ، الارتفاع من 50 سـ إلى 75 سـ .
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° .
- قابل يدوى مزود بـ ديد مطلية بـ نيكيل كروم ، قابل للطي .
- أماكن لحامل المحلول ، 1 حامل محلول مصنوع من الستainless ستيل ، 4 حامل كيس بول .
- الحمل الآمن للتشغيل 120 كيلوجرام .
- إمكانية طباعة صور على الظهر .