



**BN**



1 ذراع  
One arm



بدون ذراع  
without

- عدة خيارات لنظام التعليق في السقف :
- 1- 2 ذراع أو 1 ذراع أو بدون ذراع , طول كل ذراع 100سم.
- 2- ارتفاع متغير (40سم) أو ثابت .
- 3- ارتفاع التعليق و طول الوحدة حسب الطلب .
- 4- دوران حول المحور أو زاوية ثابتة .
- اقصي حمل 250 كيلوجرام.

- مزودة بنظام تعليق الإكسسوارات مثل :
- 1- رف.
- 2- درج.
- 3- حامل مونيتر.
- 4- مضخة محلول.
- 5- حامل محلول.

- Several options for mounting system:
- 1-two arms or one arm or without eah arm length is 100cm .
- 2-Variable height (40cm) or Fixed .
- 3-mounting height and unit lenght are customized .
- 4-Rotation around the axis or fixed angle .
- Maximum load capacity 250kg.
- supported with rail system for accessories such as:
- 1- trays.
- 2- drawers.
- 3- Monitor arms.
- 4- syringe pump.
- 5- Infusion stands.