



CH 3E111



CH 2M111



Sand blasting
لتطهير الحديد بالتأثير



Co2 Welding
لحام ثاني أكسيد الكربون

Optional

LINAK

colors



Electric examination and minor operations chair

- Luxurious leather mattress with high density foam divided to 3 parts backrest, seat, leg rest , adjustable and detachable head rest, arm rest and foot rest.
- Leather color can be changed per request.
- 5 inches castors (4 with brakes).
- Frame is made of 3 × 5 steel sections, 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: up to 205 cm Width: 55 cm Height: 60 - 80 cm.
- Positions: Back rest lifting from -10° to 70°, Leg rest lifting from 0° to- 45°, chair position, bed position, auto contour position.
- 3 motors, noiseless.
- Hand control unit.
- 2 places for IV pole holder, S,S IV pole.
- Safe working load (SWL) 200kg.
- Optional: LINAK motors (Denmark).

كرسي كشف وعمليات صغرى كهربائى

- مرتبة فاخرة من الجلد عالية الكثافة، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء (مسند الظهر ، المقعد ، الرجل).
- مسند للرأس و الذراع والقدم قابلين للتعديل و الفك.
- إمكانية تغير لون الجلد حسب الطلب .
- عجل 5 بوصة (فراامل لكل عجلة).
- جسم الكرسي مصنوع من علب 3 × 5 سم ، السمك 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتك.
- لحام ثاني أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالتأثير.
- الأبعاد : الطول 205سم، العرض : 55 سم، الارتفاع من 60سم إلى 80 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 10° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45°، وضع الكرسي ، وضع السرير ، إمكانية التحكم في حركة الظهر و الرجل في نفس الوقت.
- 3 موتور ، صوت منخفض.
- موحدة تحكم لليد.
- محاكين لحامل المحلول، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل .
- الحمل الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.
- اختياري : إمكانية تركيب مواثير ماركة LINAK (صناعة دنيمارك).