



Central locking 3D
فراصل مركزية 3D

Square pipe
40*70*2mm

seamless pipe
D90mm
thickness 3mm
مواسير سيملس
قطر 9 سم
ثخانة 3 مم



Sand blasting
تنظيف الحديد بالترميز



Co2 Welding
لحام ثاني اكسيد الكربون

Optional

LINAK

colors



Electric gynecology examination bed

- Luxurious leather mattress with high density foam, divided to 3parts (headrest, backrest seat).
- Leather color can be changed per request.
- Stainless steel Side rails and handles, foldable.
- 5 inches castors with central locking one of them is directional.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 193cm Width: 66cm Height adjustment from 63-89cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°, head rest adjustment, ultra sound position, gynecology urology position, adjustable and detachable leg holders.
- 2 motors, noiseless, safety limit switch.
- Hand control unit. • Paper cover roll holder.
- Safe working load (SWL) 200kg.
- Optional: LINAK motors (Denmark).

EXA 4E52

سرير كشف نسا كهربائي

- مرتبة فاخرة من الجلد عالية الكثافة مقسمة إلى 3 أجزاء (مسند للراس، مسند الظهر، المقعد).
- إمكانية تغير لون الجلد حسب الطلب.
- أجناب ومقبض من الستانلس ستيل ، قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة بفراصل مركزية، عجلة منهم محورية.
- جسم السرير مصنوع من علب 4 × 6 سم و 4×7 سم السمك 1.8 مم ، دهان اليكتروستاتك.
- لحام ثاني أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترميز.
- الأبعاد : الطول 193 سم، العرض : 66 سم، الارتفاع من 63سم إلى 89 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، وضع سونار وأمراض النساء والمسالك البولية حامل للرجل قابل للتعديل والفتح.
- 2 موتور ، صوت منخفض ، مفتاح أمان.
- وحدة تحكم لليد.
- حامل للفة القطع الورقي.
- الحمل الأمان للتشغيل 200 كيلوجرام.
- إختياري : إمكانية تركيب مواثر ماركه LINAK (صناعة دنيمارك).