

TR 11MK



Manual baby trolley

- Dimensions: Length 80 cm – width 45 cm height 93cm: 120cm.
- frame is made steel sections, 2mm thickness electrostatic coted.
- Acrylic baby basin.
- 4 casters 2 (with brake and 2without).

ترولى مهد طفل يدوى

- الأبعاد: الطول 70 سم، العرض 45 سم، الارتفاع من 93 سم إلى 120 سم.
- الترابيزة مصنوعة من مواسير حديد تخانة 2 مم، دهان إلكتروستاتك.
- حوض للطفل من الأكليرك.
- 4 عجلات منهم 2 بفرامل.