



Variable height within
25 cm



Back rest upward 70°



Foot rest upward 45°



Bumpers
مصدات حماية

seamless pipe
D90mm
thickness 3mm
مواسير سيملس
قطر 9 سم
كثافة 3 مم

Square pipe
40*70 *2mm



Easy to attach
and detach
سهل الفك والتكيب



Sand blasting
تنظيف الحديد بالرمل



Co2 Welding
لحام ثاني اكسيد الكربون



Optional: Double X ray translucent surface
that allows full body scan
إختياري: سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح بإجراء
الشمع على كامل الجسم



Movement Protection
مزدوج حماية لنهاية الحركة

colors



Manual bed

- 4 sections bed board, made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL), X-ray translucent, cassette holder slot, can be extended with the bed length
- Aluminum side rails, foldable.
- 5 inches castors (4 with brakes).
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 8 bumpers.
- Bed frame is made of 6 × 4 × 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 216 cm, Width: 98 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°
Leg rest lifting from 0° to 45°.
- 3 hand cranks with nickel coated handle that is foldable under the bed (movement protection).
- 4 places for IV pole holder, and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg.
- Optional: Galvanized steel . bed base, small head and foot board.
- Optional: Double X ray translucent surface that allows full body scan

BED 3MB5B1

سرير يدوي

- سطح السرير مكون من 4 أجزاء، مصنوع من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL)، منفذ للأشعة، حامل لكاسيت الأشعة.
- أجناب ألومنيوم، قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- لوح الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS مزود بـ 8 مصدات.
- جسم السرير مصنوع من علب 6 × 4 × 4 سم و 4 × 7 سم.
- السمك 1.8 مم، دهان إلكتروستاتك مزود بـ 4 مصدات 2 من كل جهة.
- لحام ثاني أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالرمل.
- الأبعاد: الطول 216 سم، العرض: 98 سم، الارتفاع من 50 سم إلى 75 سم.
- الحركات: زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70°، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45°.
- 3 قنيل يدوي مزود بيد حديد مطليّة نيكيل كروم قابلة للطي (القنيل مزود بحماية لنهاية الحركة).
- 4 أماكن لحامل المحلول، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل، 4 حامل كيس بول.
- الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام.
- إختياري: سطح حديد مجلفن، ظهور صغيرة.
- إختياري: سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح بإجراء المسح على كامل الجسم.