

colors



CHR02

Patient's companion chair

- Can be used for sitting and sleeping .
- Chair mattress: leather surface with sponge padded, 6 cm thickness for added comfortable.
- 6 castors 3 inches to facilitate couch position .
- The chair has an armrest.
- Dimensions: Chair Position: 770 × 680 × 1125 mm
Bed Position: 2050 × 680 × 550 mm .

كرسي مرافق مريض

- يمكن استخدامه للجلوس والنوم .
- فرش الكرسي مصنوع من الجلد العالي الجودة المبطن بالسفنج سمك 6 سم لمزيد من الراحة .
- 6 عجلات 3 بوصة لسهولة الحركة و الطي .
- مسند للذراعين .
- الأبعاد : وضع الكرسي: 770 × 680 × 1125 مم
وضع السرير: 2050 × 680 × 550 مم .