

COM 110

ABS bed side cabinet

- Dimensions: Length 48 cm
width 48 cm- height 75cm
- Three colors available
blue, green, beige .
- Made of heavy duty plastic (ABS).
- One drawer, one shutter
one rack, 4 towel hangs and 2 handles.
- Optional: 4 casters
(with brake and 2 without 2) .



COM 111



كمودينو بلاستيك

- الطول 48سم _ العرض 48سم
الإرتفاع 75سم.
- متوفر بثلاثة ألوان : الأزرق و الأخضر و البيج .
- الكومودينو مصنع من
بلاستيك ABS شديد التحمل.
- 1 درج و درفة ورف متحرك
4 حامل منشفة , 2 يد .
- إختياري : 4 عجلات (2 بفرامل , 2 بدون فرامل).