

Wooden bed side cabinet

- Dimensions: Length 48 cm width 48 cm- height 75cm.
- Customized colors.
- Made of high quality wood.
- One drawer, one rack.
- Optional: Four casters (2with brake and 2 without).

COM 210



كمودينو خشب

- الطول 48سم _ العرض 48سم
- الإرتفاع 75سم .
- الألوان حسب الطلب .
- الكومودينو مصنع
- من خشب الكونتر شديد التحمل .
- 1 درج ودرفة.
- أختياري : 4 عجلات
- (2 بفرامل , 2 بدون فرامل).