

DIN 111



Optional:double casters inch 4 with brake.
اختياري: 4 عجلات مزدوجة 4 بوصة بفرامل لكل عجلة.



Optional:gas spring
اختياري بستم هيدروليكي



Optional:(HPL)
اختياري : سطح (HPL)



Co2 Welding
لحام ثاني اكسيد الكربون



Sand blasting
تنظيف الحديد بالترميل

Manual dining table

- Dimensions: Length 70 cm – width 43 cm height 80cm: 100cm.
- Table frame is made of pipe 90mm and 60mm and 32mm, 2mm thickness electrostatic coted.
- Surface is made of ABS.
- single 2 inches castors
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Optional:gas spring.
- Optional:single 2 inches castors.

تراييزة طعام يدوى

- الأبعاد: الطول 70سم، العرض 45سم، الارتفاع من 80سم إلى 100سم.
- الترابيزة مصنوعة من مواسير حديد 90مم و 60مم و 32مم، دهان إلكتروستاتك.
- السطح من البلاستيك ABS.
- عجلة 2 بوصة مفردة.
- لحام ثاني اكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترميل.
- اختياري بستم هيدروليكي.
- اختياري عجلة 2 بوصة مفردة.