

## Hydraulic dining table

- Dimensions: Length 75 cm width 45 cm height 75cm: 100cm.
- Aluminum main column and steel base electrostatic coted.
- Gas spring for height adjustment.
- Surface is made of ABS.
- 4 casters(2with brake and 2without).



## ترابيزة طعام

- الأبعاد: الطول 75سم, العرض 45سم, الإرتفاع من 75سم إلى 100سم.
- القائم مصنوع من الألومنيوم والقاعدة من الحديد المدهون إليكتروستاتيك.
- مزودة ببستم للتحكم في الإرتفاع.
- السطح من البلاستيك ABS.
- 4 عجلات منهم 2 بفرامل.